







Lagersysteme für Röhren

Für Typ	Einordnungs- schema	Lagerungs- phase	Zahl der Türme Aluminium, dreieckig		Fächer pro Turm	Einsätze Kunststoff		Kapazität 2ml- Cryo- Röhrchen
			5x5	10x10		5x5	10x10	
3K		Flüssig	6		9	54		3.726
		Gas	6		6	36		2.484
Für Typ	Einordnungs- schema	Lagerungs- phase	Zahl der Aluminiumtürme		Fächer pro Turm	Cryo-Boxen		Kapazität 2ml- Cryo- Röhrchen
			5x5	10x10		5x5	10x10	
10K		Flüssig	4	7	13	52	91	10.400
		Gas	4	7	11	44	77	8.800
24K		Flüssig	6	17	13	78	221	24.050
		Gas	6	17	11	66	187	20.350
38K		Flüssig	6	28	13	78	364	38.350
		Gas	6	28	11	66	308	32.450
LABS 20K		Gas/ Flüssig	4	14	13	52	182	19.500
LABS 40K		Gas/ Flüssig	8	30	13	104	390	41.600
LABS 80K		Gas/ Flüssig	12	58	13	156	754	79.300

Aluminiumturm 10 x 10: jeweils für 100er-Cryo-Boxen; 5 x 5: jeweils für 25er-Cryo-Boxen

Andere Formate sind auf Anfrage erhältlich